

The logo for ThermoFisher Scientific, featuring the brand name in red and black text.

**ThermoFisher**  
S C I E N T I F I C

## Orbitrap超高分辨质谱在蛋白质组学领域的应用

Cheng Hanxing  
Application Engineer  
[Hanxing.cheng@thermofisher.com](mailto:Hanxing.cheng@thermofisher.com)

- Orbitrap 原理和技术介绍
- Orbitrap在蛋白质组学研究的应用

# 高分辨率质谱\_Orbitrap质量分析器原理





轴旋转频率  $\omega_\phi$   
 径向振荡频率  $\omega_r$   
 轴向振荡频率  $\omega_z$

$$\omega_\phi = \frac{\omega_z}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\frac{R_m}{R}\right)^2 - 1}$$

$$\omega_r = \omega_z \sqrt{\left(\frac{R_m}{R}\right)^2 - 2}$$

$$\omega_z = \sqrt{\frac{k}{m/z}}$$




↓  
傅里叶变换

- Orbitrap 原理和技术介绍
- Orbitrap 蛋白质组学研究的应用


# 蛋白质谱分析对样品的要求

- 无盐：如NaCl, NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub>等  
在系谱分析前充分脱盐
- 无聚合物：如PEG等  
采用高品质的EP管和其他耗材，避免手套直接接触样品
- 无去垢剂：如SDS, NP40等  
这些去垢剂不能通过C18 小柱脱盐除去, 通过FASP去除
- 无沉淀或颗粒  
充分离心、过滤
- 减少常见污染蛋白（如keratin）  
在处理蛋白样品和酶解时不穿着羊毛衫  
避免裸手接触样品




# 蛋白质组学样品制备的常规流程

## General workflow




1. 细胞, 组织裂解
2. 蛋白质抽提
3. 样品蛋白质含量测定
4. 可选：蛋白水平的预分级或蛋白质免疫沉淀富集
5. 蛋白质酶解
6. 可选：肽段水平的预分级或翻译后修饰的富集
7. C18肽段除盐 (非常重要)

# 中心法则和生命组学



系统生物学：从DNA-RNA-蛋白-代谢物层面全面研究生物学问题  
基因组学、转录组学——测序技术  
蛋白质组学、代谢组学——生物质谱技术

# 蛋白质组学常规工作流程



Sample preparation



nanoLC-MS/MS




Data analysis



Bioinformatics


# 自上而下 (Top-Down) 解析



**Table 1.** Comparison of theoretical and measured masses from four intact MAbs

Antibody	Theoretical average mass (Da) <sup>a</sup>	Measured average mass (Da)	Mass accuracy (ppm)
MAb1	148058.0	148057.2	5.4
MAb2	146291.7	146291.9	1.4
MAb3	147072.7	147073.4	4.8
MAb4	148446.3	148444.3	-13.5

<sup>a</sup> Theoretical values correspond to the most abundant form for each MAb.



(b)


```

T H T C P P C P A P E L L G G P S V F L F P P K P K D T L M
I S R T P E V T C V V V D V S H E D P E V K F N W Y V D G V
E V H N A K T K P R E E Q Y N S T Y R V V S V L T V L H Q D
W L N G K E Y K C K V S N K A L P A P I E K T I S K A K G Q
P R E P Q V Y T L P P S R D E L T K N Q V S L T C L V K G F
Y P S D I A V L W E S N G L Q R E N N Y K T T P V L D S D G
S F F L Y S K L T V D K S R W Q Q G N V F S C S V M H E A L
H N H Y T Q K S L S L S P G
    
```



- **蛋白质鉴定表征**  
蛋白鉴定原理, 典型工作流程...
- **蛋白翻译后修饰的质谱解析**  
磷酸化, 糖基化, 泛素化...
- **定量蛋白质组学**  
LFQ, TMT, SILAC...
- **蛋白相互作用研究**  
AP-MS, XL-MS...

# 生物质谱进行蛋白鉴定的基本原理

b<sub>1</sub> A NELLLNVK Y<sub>8</sub>  
b<sub>2</sub> AN ELLLNVK Y<sub>7</sub>  
b<sub>3</sub> ANE LLLNVK Y<sub>6</sub>  
b<sub>4</sub> ANEL LLNVK Y<sub>5</sub>  
b<sub>5</sub> ANELL LN... Y<sub>4</sub>




# Bottom-up 蛋白质组学分析策略



- 采用母离子的精确质量和碎片离子的信息来确定肽段序列
- 通常依赖于蛋白质序列数据库

## The One Hour Yeast Proteome

Alexander S. Hebert<sup>1,2\*</sup>, Alicia L. Richards<sup>2,3\*</sup>, Derek J. Bailey<sup>2,3</sup>, Arne Ulbrich<sup>2,3</sup>  
Emma E. Coughlin<sup>2</sup>, Michael S. Westphall<sup>2</sup>, & Joshua J. Coon<sup>1,2,3</sup>



Experiment	PSMs	Peptides	Proteins
1	43,423	34,535	4,002
2	43,622	34,495	3,966
3	42,339	33,450	3,959
4	43,326	34,347	3,968
5	43,343	34,449	3,991
<b>Total</b>	<b>216,256</b>	<b>47,624</b>	<b>4,395</b>

- 动态时间管理技术使得蛋白质鉴定的速度和通量显著提升

**Orbitrap Fusion**

**1 hour 实现对酵母全蛋白质组鉴定！**

ARTICLE doi:10.1038/nature13302



**A draft map of the human proteome**

ARTICLE doi:10.1038/nature13319

**Mass-spectrometry-based draft of the human proteome**

Mathias Wilhelm<sup>1,2\*</sup>, Judith Schlegel<sup>2\*</sup>, Hannes Hahne<sup>1\*</sup>, Amin Moghaddas Gholami<sup>1\*</sup>, Marcus Lieberenz<sup>2</sup>, Mikhail M. Savitski<sup>3</sup>, Emanuel Ziegler<sup>2</sup>, Lars Butzmann<sup>2</sup>, Siegfried Gessulat<sup>2</sup>, Harald Marx<sup>1</sup>, Toby Mathieson<sup>1</sup>, Simone Lemeer<sup>1</sup>, Karsten Schnatbaum<sup>4</sup>, Ulf Reimer<sup>4</sup>, Holger Wenschuh<sup>4</sup>, Martin Mollenhauer<sup>5</sup>, Julia Slotta-Huspenina<sup>5</sup>, Joos-Hendrik Boese<sup>2</sup>, Marcus Bantscheff<sup>6</sup>, Anja Gerstmair<sup>7</sup>, Franz Faerber<sup>2</sup> & Bernhard Kuster<sup>1,6</sup>

- 17种成人组织，7种胎儿组织，6种人造血细胞
- 共鉴定**17294**非冗余蛋白，覆盖**84%**人类基因
- 人类蛋白质组实现接近完全覆盖
- 全部基于Orbitrap质谱技术



# 采用 Orbitrap 超高分辨质谱对蛋白质组进行鉴定：Case 3

## Technical Note

### Performance evaluation of the Q Exactive HF-X for shotgun proteomics


Christian D Kelstrup, Dorte B. Bekker-Jensen, Tabiwang N. Arrey,  
Alexander Hogrebe, Alexander Harder, and Jesper V. Olsen

*J. Proteome Res.*, Just Accepted Manuscript • DOI: 10.1021/acs.jproteome.7b00602 • Publication Date (Web): 29 Nov 2017

Downloaded from <http://pubs.acs.org> on November 29, 2017

## 新型 Orbitrap 质谱仪 Q Exactive HF-X 性能测试


- 每分钟超过 **1200** 条 unique peptides 鉴定
- 60min 鉴定时间，共鉴定到 **25,000** 个肽段 **4700** 多个蛋白质
- 12h 鉴定时间，鉴定超过 **140,000** 个肽段，**9000** 多个蛋白质
- 10 标TMT试验，6个分级条件下，共鉴定 **16,700** 个磷酸化肽段



46 raw files per sample, 19 min MS method with 15 min gradient  
Q Exactive HF-X HCD acquisition at 28 or 41 Hz  
MaxQuant protein and peptide FDR < 0.01

**B**

MS method	Total time	Gradient time	Amount	Peptides	Proteins
HF-X(28Hz)	28.3h	11.5h	100 µg	130,997	8,854
HF-X(41Hz)	28.3h	11.5h	100 µg	141,081	9,015




- **蛋白质鉴定表征**  
蛋白鉴定原理, 典型工作流程...
- **蛋白翻译后修饰的质谱解析**  
磷酸化, 糖基化, 泛素化...
- **定量蛋白质组学**  
LFQ, TMT, SILAC...
- **蛋白相互作用研究**  
AP-MS, XL-MS...

## 胶内酶解 In-gel digestion

- 将考染后的SDS-PAGE切成小块
- 用50mM  $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ /30%ACN 脱色
- 在胶内进行 DTT, IAA
- 在 $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ 溶液体系中加入酶，在胶内进行酶解
- 用60% ACN/0.1% TFA 从胶中抽提生成的肽段

原理：蛋白质不能从PAGE胶里被抽提出，而肽段则可以被抽提出




### PROTOCOL

## In-gel digestion for mass spectrometric characterization of proteins and proteomes

Andrej Shevchenko<sup>1,3</sup>, Henrik Tomas<sup>1</sup>, Jan Havliš<sup>1</sup>, Jesper V Olsen<sup>2</sup> & Matthias Mann<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Pfotenhauerstrasse 108, 01307 Dresden, Germany. <sup>2</sup>Max Planck Institute for Biochemistry, 82152 Martinsried, Germany. <sup>3</sup>Correspondence should be addressed to A.S. (shevchenko@mpi-cbg.de) or M.M. (mmann@biochem.mpg.de)


### 还原烷基化



打断蛋白质的二硫键，破坏蛋白质二级结构，是蛋白质结构松散，增加蛋白质酶切效率

## FASP: Filter aided sample preparation


- 采用滤膜装置进行溶液置换（10K, 20K, 30K）
- 使用尿素可以更有效的除去溶液体系中的去垢剂（如SDS）
- 最后置换至 $\text{NH}_4\text{HCO}_3$  or TEAB 溶液体系进行蛋白质酶切（pH 在8.0左右）
- 酶解完成后收集滤膜的流穿组分得到肽段



原理：蛋白质不能通过滤膜，而酶解生成的肽段则可以通过

## 丙酮沉淀酶解

- 4-6倍体积的冷丙酮用于沉淀蛋白质
- 使用8M尿素使得蛋白质更容易复溶
- 必须将尿素稀释至1M以下，以保证Trypsin的活性, LysC可适应高浓度尿素体系
- 酶解完成后必须对体系进行酸化以终止酶解反应
- 由于体系中不挥发性盐浓度极高，上质谱以及分级前均需要脱盐




原理：冷丙酮可以沉淀蛋白质，而去垢剂则保留在上清中





# 翻译后修饰 (PTM) 的质谱分析

- 母离子上质量的改变可以确定修饰的类型
- 二级碎片离子上质量的改变可以确定修饰的具体位点



## Peptide Sequencing by MS/MS




y ions between y8 and y13  
b ions between b6 and b11  
indicates pT245 localization

**翻译后修饰的肽段由于丰度较低，通常在质谱检测前需要富集  
磷酸化肽段的主要富集手段**

- IMAC: Immobilized Metal-Affinity Chromatography (固定化金属亲和层析)
- $\text{TiO}_2$
- 抗体(Phospho-Tyr)

**由于磷酸化在信号转导过程中的重要作用，磷酸化  
蛋白质组一直是蛋白质组学领域最重要的分支**



**裂解液:** SDT buffer, 2% SDS, 0.1M DTT, 0.1M Tris/HCl, pH 7.6

另加入蛋白酶抑制剂cocktail和磷酸酶抑制剂cocktail

或RIPA, M-PER from Thermo

不同的裂解液后处理方式不同（详见前处理初级班）

- Cold PBS wash
- 加入裂解液裂解, 用细胞刮刀刮下, 吸入Ep管
- 沸水浴 2min
- 超声破碎细胞
- 沸水浴2min
- 离心, 取上清
- 荧光法测定蛋白浓度



# 样品中蛋白质含量测定

## ● Bradford assay

在酸性条件，蛋白质与考马斯染料**G-250**结合，颜色从棕色变为蓝色, **595nm**测吸光值

染料主要结合碱性氨基酸（特别是精氨酸），芳香族氨基酸残基


干扰物: 一些去垢剂

## ● BCA (bicinchoninic acid) assay

在碱性条件下, 蛋白将**Cu<sup>2+</sup>**还原为**Cu<sup>+</sup>**, **Cu<sup>+</sup>**与**BCA**试剂

形成紫色络合物, **562nm**测吸光

干扰物: 还原剂



## ● Fluorescent assay


测定样品中色氨酸的含量，除以**1.3%**得到蛋白质含量

Excitation wavelength (nm) 295.00

Emission wavelength (nm) 350.00


一般无干扰物, 但只能对复杂体系定量, 血浆尿液等样品不适合

tryptophan



## FASP: Filter aided sample preparation


- 采用滤膜装置进行溶液置换（10K, 20K, 30K）
- 使用尿素可以更有效的除去溶液体系中的去垢剂（如SDS）
- 最后置换至 $\text{NH}_4\text{HCO}_3$  or TEAB 溶液体系进行蛋白质酶切（pH 在8.0左右）
- 酶解完成后收集滤膜的流穿组分得到肽段



NATURE METHODS | VOL.6 NO.5 | MAY 2009 | 359


原理：蛋白质不能通过滤膜，而酶解生成的肽段则可以通过

# 磷酸化肽段富集 workflow




## 糖基化位点分析


Lectin 富集  
PNGase F  
释放糖链




Peptide release: PNGase F, N-Glycosidase



Database search: (Asn)+0.98406




- 糖基化蛋白质组学
  - 研究生物体系内的糖蛋白信息和分布情况（超过50%的蛋白质，尤其是膜蛋白、分泌蛋白和外泌体等）
    - 糖基化位点和对应糖链表达的异常导致代谢紊乱
    - 生物标志物和药物作用靶标
  - 以蛋白质为研究中心
    - 糖基化蛋白的类型
    - 糖基化类型和位点
    - 特定位点的糖链组成



# 糖基化蛋白质组学简介

- 糖蛋白的类型——糖链（还原端半缩醛羟基）与氨基酸（侧链活性基团）键合位点





Pierce™ Glycoprotein Isolation Kit, WGA


Man和Glc——伴刀豆球凝集素 (Con A)  
核心Fuc——扁豆凝集素 (LCA)  
NeuNAc——黑接骨木凝集素 (SNA)  
GlcNAc<sub>2</sub>以及NeuNAc——麦胚凝集素 (WGA)



- 以糖蛋白或糖肽上的糖链作为靶标，采用具有特定糖链结构亲和力的凝集素蛋白质进行捕获，通常需要用特定的高浓度单糖进行竞争性洗脱糖蛋白或糖肽

# 糖基化位点鉴定

- 糖基化位点暴露
- 酶切法
- 化学修饰
- 形成特定的分子量差异
- 通过二级质谱碎裂找到发生差异的位置即可判断修饰位点



Resource > 6300个N-糖基化位点


Cell

**Precision Mapping of an In Vivo N-Glycoproteome Reveals Rigid Topological and Sequence Constraints**


Dorota F. Zielinska,<sup>1,3</sup> Florian Gnad,<sup>1,2,3</sup> Jacek R. Wiśniewski,<sup>1,\*</sup> and Matthias Mann<sup>1,\*</sup>

# 磷酸化蛋白质组进展：胰岛素信号通路动态变化



30,780个磷酸化位点定量



## 胰岛素信号转导通路动态变化



7个数量级的动态范围




# 糖基化位点鉴定——酶切法


- N-糖酰胺酶（PNGase F）：特异性地识别N-糖基化位点，有效的切除N-糖基化蛋白质或肽段上的糖链，非常适用于大规模的N-糖基化位点的鉴定和糖链结构的分析

+0.9842 Da的质量差异

- 鉴定假阳性——加入 $^{18}\text{O}$ 水标记糖基化位点(排除deamidation)

+2.9890 Da的质量差异





PTM	Enrichment	MS/MS	特殊碎片离子
磷酸化	TiO <sub>2</sub>	CID/HCD	中性丢失的b, y离子
乙酰化	抗体	CID/HCD	无
泛素化	抗体	CID/HCD	无
甲基化	抗体	CID/HCD	无

磷酸化蛋白质组学的研究方法研究思路可以推广至乙酰化、泛素化、甲基化等修饰

## 深度解析经典翻译后修饰

> 6300 个 N-糖基化位点

Cell

**Precision Mapping of an In Vivo N-Glycoproteome Reveals Rigid Topological and Sequence Constraints**

Dorota F. Zielinska,<sup>1,3</sup> Florian Gnad,<sup>1,2,3</sup> Jacek R. Wiśniewski,<sup>1,\*</sup> and Matthias Mann<sup>1,\*</sup>

> 20000 个泛素化位点

Research

American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc. available on line at <http://www.mcponline.org>

**Proteomic Analyses Reveal Divergent Ubiquitylation Site Patterns in Murine Tissues\***

Sebastian A. Wagner<sup>‡§\*\*</sup>, Petra Belit<sup>‡\*\*</sup>, Brian T. Weinert<sup>‡</sup>, Christian Schölz<sup>‡</sup>, Christian D. Kelstrup<sup>‡</sup>, Clifford Young<sup>‡</sup>, Michael L. Nielsen<sup>‡</sup>, Jesper V. Olsen<sup>‡</sup>, Cord Brakebusch<sup>‡</sup>, and Chunaram Choudhary<sup>‡</sup>

> 40000 个磷酸化位点

OPEN ACCESS  
CellPress

**Ultradeep Human Phosphoproteome Reveals a Distinct Regulatory Nature of Tyr and Ser/Thr-Based Signaling**

Kirti Sharma,<sup>1</sup> Rochelle C.J. D'Souza,<sup>1</sup> Stefka Tyanova,<sup>1</sup> Christoph Schaab,<sup>1</sup> Jacek R. Wiśniewski,<sup>1</sup> Jürgen Cox,<sup>1,\*</sup> and Matthias Mann<sup>1,\*</sup>  
<sup>1</sup>Department of Proteomics and Signal Transduction, Max-Planck Institute of Biochemistry, Am Klopfersplitz 18, 82152 Martinsried, Germany  
\*Correspondence: [cox@biochem.mpg.de](mailto:cox@biochem.mpg.de) (J.C.), [mmann@biochem.mpg.de](mailto:mmann@biochem.mpg.de) (M.M.)  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2014.07.036>  
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>).

## 发现新型翻译后修饰

Cell

Resource

**Identification of 67 Histone Marks and Histone Lysine Crotonylation as a New Type of Histone Modification**

Minjia Tan,<sup>1,6</sup> Hao Luo,<sup>1,6</sup> Sangkyu Lee,<sup>1,6</sup> Fulai Jin,<sup>2</sup> Jeong Soo Yang,<sup>1</sup> Emilie Montellier,<sup>3</sup> Thierry Buchou,<sup>3</sup> Zhongyi Cheng,<sup>1</sup> Sophie Rousseaux,<sup>3</sup> Nisha Rajagopal,<sup>2</sup> Zhike Lu,<sup>1</sup> Zhen Ye,<sup>2</sup> Qin Zhu,<sup>4</sup> Joanna Wysocka,<sup>5</sup> Yang Ye,<sup>4</sup> Saadi Khochbin,<sup>3</sup> Bing Ren,<sup>2</sup> and Yingming Zhao<sup>1,\*</sup>

nature  
chemical biology

ARTICLE

PUBLISHED ONLINE: 12 DECEMBER 2010 | DOI: 10.1038/NCHEMBIO.495

**Identification of lysine succinylation as a new post-translational modification**

Zhihong Zhang<sup>1,2</sup>, Minjia Tan<sup>1,2</sup>, Zhongyu Xie<sup>1</sup>, Lunzhi Dai<sup>1</sup>, Yue Chen<sup>1</sup> & Yingming Zhao<sup>1\*</sup>


**Regulation of Cellular Metabolism by Protein Lysine Acetylation**

Shimin Zhao,<sup>1,2</sup> Wei Xu,<sup>1,2\*</sup> Wenqing Jiang,<sup>1,2\*</sup> Wei Yu,<sup>1,2</sup> Yan Lin,<sup>2</sup> Tengfei Zhang,<sup>1,2</sup> Jun Yao,<sup>3</sup> Li Zhou,<sup>4</sup> Yaxue Zeng,<sup>4</sup> Hong Li,<sup>5</sup> Yixue Li,<sup>6</sup> Jiong Shi,<sup>6</sup> Wenlin An,<sup>7</sup> Susan M. Hancock,<sup>7</sup> Fuchu He,<sup>3</sup> Lunxiu Qin,<sup>5</sup> Jason Chin,<sup>7</sup> Pengyuan Yang,<sup>3</sup> Xian Chen,<sup>3,4</sup> Qunying Lei,<sup>1,2,8</sup> Yue Xiong,<sup>1,2,4,†</sup> Kun-Liang Guan<sup>1,2,8,9,†</sup>



- 大多数的翻译后修饰都依靠特异抗体进行富集

- **蛋白质鉴定表征**  
蛋白鉴定原理, 典型工作流程...
- **蛋白翻译后修饰的质谱解析**  
磷酸化, 糖基化, 泛素化...
- **定量蛋白质组学**  
LFQ, TMT, SILAC...
- **蛋白相互作用研究**  
AP-MS, XL-MS...



# 定量蛋白质组学主要方法



# 非标记定量 (LFQ)




# 非标记定量 (LFQ)





- ~300 proteins in 3h from blood to result
- >1000 proteins with 8 fractions and 100min gradient
- 得益于 Orbitrap 超高分辨质谱的极佳稳定性, 可获得高可靠性的定量结果 (CV<20%)

# 体外化学标记 (TMT)


## A. TMT Reagent Generic Chemical Structure




## B. TMT10plex Reagents (TMT<sup>10</sup>)



# 全蛋白质组TMT深度定量实验流程





# 磷酸化蛋白质组TMT定量实验流程




## Stable Isotope Labeling by Amino acid in Cell culture

a



● 我们通常标记lysine, arginine, why?

b



$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Heavy (SILAC standard)}}{\text{Light (State A)}}$$

$$\text{Ratio}_2 = \frac{\text{Heavy (SILAC standard)}}{\text{Light (State B)}}$$

$$\text{Ratio}_3 = \frac{\text{Heavy (SILAC standard)}}{\text{Light (State C)}}$$

$$\frac{\text{Ratio}_1}{\text{Ratio}_2} = \frac{\text{Light (State B)}}{\text{Light (State A)}}$$

$$\frac{\text{Ratio}_2}{\text{Ratio}_3} = \frac{\text{Light (State C)}}{\text{Light (State B)}}$$

- 在SILAC培养基中，我们需要将Lysine, Arginine替换成重同位素标记的Lysine和Arginine
- 需要以下三样试剂：
  - a. **SILAC缺失培养基**
  - b. 稳定同位素标记的Lysine and Arginine
  - c. 透析血清

## DMEM for SILAC



	货号	单位规格	单价 (CNY)	数量
☆	A33822	6 x 500 mL	3,168.00	<input type="checkbox"/>

### Features of DMEM for SILAC:

- Flexible—liquid media deficient in both L-lysine and L-arginine, allowing for more complete proteome coverage through multiple isotopic amino acid labeling
- High quality—medium is sterile, endotoxin-free, and cell culture-compatible

## RPMI 1640 Medium for SILAC



	货号	单位规格	单价 (CNY)	数量
☆	A33823	6 x 500 mL	3,168.00	<input type="checkbox"/>

### Features of RPMI 1640 Medium for SILAC:

- Flexible—liquid media deficient in both L-lysine and L-arginine, allowing for more complete proteome coverage through multiple isotopic amino acid labeling
- High quality—medium is sterile, endotoxin-free, and cell culture-compatible

## SILAC DMEM Flex Media,



	货号	单位规格	单价 (CNY)	数量
☆	A249901	500 mL	814.00	<input type="checkbox"/>

### This DMEM is modified as follows:

- |      |                   |
|------|-------------------|
| With | Without           |
|      | • Glucose         |
|      | • Phenol red      |
|      | • L-arginine      |
|      | • L-glutamine     |
|      | • L-lysine        |
|      | • Sodium pyruvate |
|      | • HEPES           |

## SILAC RPMI 1640 Flex Media,




	货号	单位规格	单价 (CNY)	数量
☆	A3494201	500 mL	814.00	<input type="checkbox"/>

### This RPMI 1640 Medium is modified as follows:

- |      |               |
|------|---------------|
| With | Without       |
|      | • Glucose     |
|      | • Phenol red  |
|      | • HEPES       |
|      | • L-arginine  |
|      | • L-glutamine |
|      | • L-lysine    |





## Quantitative Temporal Viromics: An Approach to Investigate Host-Pathogen Interaction

Michael P. Weekes,<sup>1,3,4,\*</sup> Peter Tomasec,<sup>2,4</sup> Edward L. Huttlin,<sup>1</sup> Ceri A. Fielding,<sup>2</sup> David Nusinow,<sup>1</sup> Richard J. Stanton,<sup>2</sup> Eddie C.Y. Wang,<sup>2</sup> Rebecca Aicheler,<sup>2</sup> Isa Murrell,<sup>2</sup> Gavin W.G. Wilkinson,<sup>2</sup> Paul J. Lehner,<sup>3</sup> and Steven P. Gygi<sup>1,\*</sup>




# DIA定量蛋白组学



## DIA定量完整解决方案



# 平行离子反应监测PRM (Parallel Reaction Monitoring) 定量技术



## PRM



PRM 越来越多用于蛋白质靶向定量

**Technical note**  
**Selectivity in proteomics**  
 Sébastien Gallie  
 Laboratory Clinical Prot  
 Article Info  
 Available online 14 June  
 Keywords  
 Targeted proteomics  
 Peptide quantification  
 Parallel reaction monitoring  
 Quadrupole-Orbitrap  
 SRM  
 MS/MS

**Technical note**  
**Multiplexed Modification**  
 Hui Tang, Huaoh  
 Institute for Translational  
 77035, United States  
 Keywords  
 Multiplexed  
 Modification  
 Proteomics  
 Peptide  
 Quantification  
 Targeted  
 Proteomics

**Technical note**  
**Comparison for reductive SRM and**  
 Hikaru Tsuchiya, K  
 Laboratory of Proteomics  
 Article Info  
 Available online 14 May 2012  
 Keywords  
 Targeted proteomics  
 Peptide quantification  
 Parallel reaction monitoring  
 Quadrupole-Orbitrap  
 SRM  
 MS/MS

**Technical note**  
**The parallel re sensitive poly**  
 Hikaru Tsuchiya, K  
 Laboratory of Proteomics  
 Article Info  
 Available online 14 May 2012  
 Keywords  
 Targeted proteomics  
 Peptide quantification  
 Parallel reaction monitoring  
 Quadrupole-Orbitrap  
 SRM  
 MS/MS

## Targeted Proteomic Quantification on Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer\*

Sébastien Gallie†, Elodie Duriez†, Catharina Croné§, Markus Kellmann§, Thomas Moehring§, and Bruno Domot†¶

There is an immediate need for improved methods to systematically and precisely quantify large sets of peptides in complex biological samples. To date, protein quantification in biological samples has been routinely performed on triple quadrupole instruments operated in selected reaction monitoring mode (SRM), and two major challenges remain. Firstly, the number of peptides to be included in one survey experiment needs to be increased to routinely reach several hundreds, and secondly, the degree of selectivity should be improved so as to reliably discriminate the targeted analytes from background interferences. High resolution and accurate mass (HR/AM) analysis on the recently developed Q-Exactive mass spectrometer can potentially address these issues. This instrument presents a unique configuration: it is consist-

one to overcome the dynamic range limitations associated with trapping devices, and the MS/MS mode provides an additional stage of selectivity. When applied to targeted protein quantification in urine samples and benchmarked with the reference SRM technique, the quadrupole-orbitrap instrument exhibits similar or better performance in terms of selectivity, dynamic range, and sensitivity. This high performance is further enhanced by leveraging the multiplexing capability of the instrument to design novel acquisition methods and apply them to large targeted proteomics studies for the first time, as demonstrated on 770 highly glycosylated peptides analyzed in one 60-min experiment. The increased quality of quadrupole-orbitrap data has the potential to improve existing protein quantification methods in complex samples and address the pressing demand of systems biology or biomarker evaluation studies. *Molecular & Cellular Proteomics* 11: 10.1074/mcp.O112.019802, 1700–1723, 2012.

\* This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited.  
 † Present address: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, UMR 1136, INSERM, Sorbonne Université, Paris, France.  
 ‡ Present address: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, UMR 1136, INSERM, Sorbonne Université, Paris, France.  
 § Present address: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, UMR 1136, INSERM, Sorbonne Université, Paris, France.  
 ¶ Present address: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, UMR 1136, INSERM, Sorbonne Université, Paris, France.

*Molecular & Cellular Proteomics* 11, 1700–1723, 2012. © 2012 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc. This paper is available on line at <http://www.mcponline.org>.

## 研究背景:

- **SAA** (Serum amyloid A, 血清淀粉样蛋白)是一种由104个氨基酸组成的急性期反应蛋白,分为SAA1与SAA2两种亚型,序列同源度高达90%,商品化的抗体无法有效区分上述两种亚型。SAA1和SAA2同时存在基因**单核苷酸多态性(SNP)**,包含多个不同的等位基因编码,分别包括SAA1  $\alpha/\beta/\gamma$ 与SAA2  $\alpha/\beta$ 。
- 血浆中SAA不同亚型和不同等位基因的表达量可能与恶性肿瘤的发生和转移密切相关,本实验开发了SAA的PRM定量流程,用于**27例非小细胞肺癌和20例正常人血浆样品中的标志物验证**。

## 实验结果:

- **定量方法:** 选择强度最高的子离子最为Quantifier (定量离子),其他5个子离子用于和谱图库匹配进行定性确证
- **定量结果:** 9.6-104.2ng/mL (LOQ)

3116


DOI 10.1002/pmic.201400382

Proteomics 2015, 15, 3116-3125

RESEARCH ARTICLE


## Quantification of SAA1 and SAA2 in lung cancer plasma using the isotype-specific PRM assays

1 $\alpha$	SFFSFLGEAFDGAR	GPGGVWAAEAISDAR	FFGHGAEDSLADQAANEWGR
1 $\beta$	SFFSFLGEAFDGAR	GPGGAWAAEVIISDAR	FFGHGAEDSLADQAANEWGR
1 $\gamma$	SFFSFLGEAFDGAR	GPGGAWAAEAISDAR	FFGHGAEDSLADQAANEWGR
2 $\alpha$	SFFSFLGEAFDGAR	GPGGAWAAEVIISDAR	LTGHGAEDSLADQAANK
2 $\beta$	SFFSFLGEAFDGAR	GPGGAWAAEVIISDAR	GAEDSLADQAANK



# 定量蛋白质组学技术技术路线

## 基础研究



TMT-11 (标记)


DIA (非标记)

PRM (目标蛋白追踪)

- **蛋白质鉴定表征**  
蛋白鉴定原理, 典型工作流程...
- **蛋白翻译后修饰的质谱解析**  
磷酸化, 糖基化, 泛素化...
- **定量蛋白质组学**  
LFQ, TMT, SILAC...
- **蛋白相互作用研究**  
AP-MS, XL-MS...




## 亲和纯化质谱分析 (AP-MS)



- 确定相互作用蛋白  
引入一个无关蛋白 (如GFP)  
作为 negative control
- 蛋白酶解形式  
SDS-PAGE, 胶内酶解  
直接溶液内酶解

- 互作蛋白的定量比较  
Label free, SILAC, Isobaric...
- 分析方法  
DDA, DIA, targeted...
- Normalization  
Bait protein, most likely ratio normalization...


# iOmics Cloud: 高通量组学数据的生物信息分析解决方案




iOmics Cloud: accelerate the transformation from chemical data to biological knowledge

# Orbitrap成为蛋白质组学研究的唯一选择

Orbitrap VS TOF 发表Nature、Science系列杂志文章对比



原始数据上传网站使用仪器对比



The background features a dark blue gradient with vertical light streaks and a horizontal lens flare on the left. A thin white line is positioned above the logo, and a decorative white wave with small circular nodes is positioned below it.

**Thermo**  
S C I E N T I F I C

**Transform Your Science**